

Trachea-Fix

Tracheostomi tub fixation

Trachea-Fix Fix är en enkel tracheostomi tub fixation för patienter i alla åldrar



Trachea-Fix är tillgänglig med kardborreband fästen

Trachea-Fix Artikel Nr. 200 442

APPLICERING

1. Placera Trachea-Fix runt patientens nacke
2. För ena änden av kardborrebandet igenom tracheostomi plattans krage och fixera.
3. Upprepa punkt 2 med andra sidan av kardborrebandet .

FÖRDELAR

Säker, snabb och användarvänlig.

Mjuk – hög komfortabel vaddering.

Latex fri, ej häftande- allergi fri, trycksårs förebyggande

Bakterie neutral-lätt absorberande och luftgenomsläpplig vaddering

Håller sin ursprungliga form även under längre användningsperioder

Individuellt justerbar - passar alla patienter


Passar alla tracheostomi plattor på marknaden

Diskret

Steriliserbar

Tysk kvalitet

patient	nursing staff	finance controller
•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: lars.renkvist@salubrious.se

www.salubrious.se