







RELAX DUOGEL

Unik uppbyggnad ger utmärkt komfort!




DUOGEL används för:

-  Att ge god tryckavlastning.
-  Att motverka skjuvning/ framåtgång.
-  Brukare som är smärtpåverkade.
-  Effektiv läkning av små sår.*
-  Att ge "komfortabelt sittande."

Motverka skjuvning/framåtgång
Stabilitet sittande
Smärtmjukt sittande
Positionerande
Tryckfördelande
Tryckavlastande
Läkande små sår**
Sårhälande**

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

* Norton 1-2 ** Norton 3



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

Duogel dynans konstruktion:

- Tillverkad för hand av en unik kombination av skum och silikongel.
- Utskuret skum för sittgrop och benstöd.
- Tryckavlastande silikongel limmad på utskuren skumbas.
- Har ett inre inkontinensskydd för rekonditionering och ökad produktivslängd.
- Finns med tre olika överdrag, luftgenomsläppligt, avtorkningsbart samt inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

Duogel dynans egenskaper:

- Dynans unika konstruktion ger mycket hög tryckavlastning.
- Lättskött tryckavlastande dyna utan, pump och inställningar.
- Sval - anpassar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Rekommenderad brukarvikt max 130 kg.
- Tydlig märkning för placering.
- 2 års garanti.

Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm)	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
		B/D/H		
RD003-1514	Relax Duogel svart	37,5x35x7	1,8	7350010174950
RD003-16	Relax Duogel svart	40x40x7	1,8	7350010170532
RD003-1618	Relax Duogel svart	40x45x7	1,8	7350010171157
RD003-17	Relax Duogel svart	43x43x7	1,9	7350010170549
RD003-18	Relax Duogel svart	45x40x7	1,9	7350010170556
RD003-1818	Relax Duogel svart	45x45x7	1,9	7350010170570
RD003-1820	Relax Duogel svart	45x50x7	1,9	7350010171164
RD003-20	Relax Duogel svart	50x45x7	1,9	7350010170563
RD003-2020	Relax Duogel svart	50x50x7	1,9	7350010174967
RD003-2218	Relax Duogel svart	55x45x7	1,9	7350010174639
RD003-2218	Relax Duogel svart	60x45x7	1,9	7350010174646
RD006-1514	Relax Duogel blå	37,5x35x7	1,8	7350010174974
RD006-16	Relax Duogel blå	40x40x7	1,8	7350010170235
RD006-1618	Relax Duogel blå	40x45x7	1,8	7350010171133
RD006-17	Relax Duogel blå	43x43x7	1,9	7350010170242
RD006-18	Relax Duogel blå	45x40x7	1,9	7350010170259
RD006-1818	Relax Duogel blå	45x45x7	1,9	7350010170273
RD006-1820	Relax Duogel blå	45x50x7	1,9	7350010171140
RD006-20	Relax Duogel blå	50x45x7	1,9	7350010170266
RD006-2020	Relax Duogel blå	50x50x7	1,9	7350010174981
RD006-2218	Relax Duogel blå	55x45x7	1,9	7350010174653
RD006-2418	Relax Duogel blå	60x45x7	1,9	7350010174660

Duogel Svart har ett luftgenomsläppligt inkontinens överdrag
Duogel Blå har ett avtorkningsbart överdrag


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

Tvättinstruktion Duogel

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se