


Synergy Structure 2


Dynan som har allt

Unik flexibilitet!



Anpassa din egna dyna!


Används för:



- positionering.
- att ge god tryckavlastning.
- brukare som är smärtpåverkade.
- fullständig brukaranpassning.
- stabil sittande.
- högriskbrukare.
- att motverka skjuvning/
framåtgångning.

Motverka skjuvning/framåtgångning
Stabilt sittande
Smärtilmjukt sittande
Positionerande
Tryckfördelande
Tryckavlastande
Anpassa efter brukare
Positioneringskit

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Solution 1	x	x	x		x	x			
Spectrum	x	x	x		x	x			
Structure 2	x	x	x		x	x	x		
Structure 2 med positioneringskit	x	x	x	x	x	x	x	x	



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

www.salubrious.se


Synergy Structure 2

Dynan som har allt

Structure 2 dynans konstruktion:

- Skumbas med utskuren sittgrop, extra gelinlägg i sittgrop, överdel av skum med delat sittgrops gel samt positioneringskitet.
- Individuell brukaranpassning med det unika positioneringskitet.
- Inkontinensskyddad för god rekonditionering samt förlängd livslängd.
- Luftgenomsläppligt överdrag med antiglid och kardborreband.
- Löstagbar bottenplatta för mjuka underlag.
- Dynan är försedd med bärhandtag.

Positioneringskit



Structure 2 dynans egenskaper:

- Positionerande med möjlighet till fullständig individuell brukaranpassning.
- Mycket god tryckavlastning.
- Sval.
- Stabil.
- Tydlig markering för placering och handhavande.
- Rekommenderad brukarvikt max 160 kg.
- 2 års garanti.

Storlekar

Sortimentöversikt och storlekar finns på eget dokument.



Rekommenderad brukarvikt max 160 kg.


Överdrag och positioneringskit finns att köpa separat.

Tvättinstruktion överdrag 

Tvättinstruktion Structure 2

Spruta ev desinfektionsmedel på dynan. Torka sedan rent.

Kontakta Salubrious AB för godkända rengöringsmedel om frågor uppstår. Rengöringsanvisningar återfinns även i brukarmanualen.



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se