








Den enkla lösningen på Ert problem!

Fullt roterbar!




EASY används för:

-  Förebyggande av trycksår.
-  Att motverka skjuvning/
framåtgående.
-  Dementa brukare.
-  Lätt att använda på sjukvårds-
institutioner och av färdtjänst.
-  Brukare med smärta.
-  Brukare som behöver "stabil
sittande".
-  Spastiska brukare.

Motverka skjuvning/framåtgående
Stabilt sittande
Smärtmjukt sittande
Positionerande
Tryckfördelande
Tryckavlastande
Läkande små sår**
Sårhäkande**

Egenskaper															Anteckningar
Dyna															
Trio	X	X	X		X										
Xcell	X	X			X										
Easy	X	X	X		X	X									
Duogel	X	X	X		X	X	X								
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X							
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X								
Deep Comfort															(Nyhet 2007)

* Norton 1-2 ** Norton 3



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

Easy dynans konstruktion:

- Kombination av skum o silikongel.
- Har ett inre inkontinens skydd för rekonditionering och ökad produkt livslängd.
- Tunn, endast 6 cm.
- Rektangulär form ,2 storlekar t.ex. 45cm x 50cm = 50cm x 45cm.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt, avtorkningsbart samt inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag

Easy dynans egenskaper:

- Tryckavlastande och förebyggande av trycksår.
- Fullt roterbar.
- Kan ej läggas fel.
- Enkel placering och tydlig märkning.
- Rekommenderad brukarvikt max 130 kg.
- 2 års garanti.

Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RE010-1416	Easy Svart	36x40x6 / 40x36x6	1,8	7350010171256
RE010-1616	Easy Svart	40x40x6	1,8	7350010171263
RE010-1717	Easy Svart	43x43x6	1,9	7350010171270
RE010-1816	Easy Svart	45x40x6 / 40x45x6	1,9	7350010171287
RE010-1818	Easy Svart	45x45x6	1,9	7350010171294
RE010-2018	Easy Svart	50x45x6 / 45x50x6	2,0	7350010171300
RE010-2020	Easy Svart	50x50x6	2,0	7350010171317
RE010-2218	Easy Svart	55x45x6 / 45x55x6	2,0	7350010171324
RE005-1416	Easy Blå	36x40x6 / 40x36x6	1,8	7350010171201
RE005-16	Easy Blå	40x40x6	1,8	7350010170396
RE005-17	Easy Blå	43x43x6	1,9	7350010170167
RE005-1816	Easy Blå	45x40x6 / 40x45x6	1,9	7350010170402
RE005-18	Easy Blå	45x45x6	1,9	7350010170174
RE005-2018	Easy Blå	50x45x6 / 45x50x6	2,0	7350010171102
RE005-2020	Easy Blå	50x50x6	2,0	7350010171072
RE005-2218	Easy Blå	55x45x6 / 45x55x6	2,0	7350010171218

Easy Svart har ett luftgenomsläppligt inkontinens överdrag
Easy Blå har ett avtorkningsbart överdrag


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag

Tvättinstruktion Easy

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered

Tel: 031-710 44 70

Fax: 031-710 44 75

E-post: rehab@salubrious.se

www.salubrious.se