


# RELAX GELCELL

Den säkra dynan för högriskanvändare!

För högriskanvändare!




## GELCELL används för:

- Att ge mycket god tryckavlastning.
- Att motverka skjuvning/ framåtgång.
- Brukare som är smärtpåverkade.
- Sårhälsande.\*\*
- Att ge "komfortabelt sittande."
- Ländryggsbesvär.

Motverka skjuvning/framåtgång  
Stabilitet sittande  
Smärtmjukt sittande  
Positionerande  
Tryckfördelande  
Tryckavlastande  
Läkande små sår\*\*  
Sårhälsande\*\*

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

\* Norton 1-2 \*\* Norton 3



**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se

# RELAX GELCELL

Den säkra dynan för högriskanvändare!

## Gelcell dynans konstruktion:

- Kombination av luft och silikongel.
- Unik kombination av luft och silikongel, eliminerar total genomsittning om läckage.
- Backventil förhindrar ofrivilligt luftutsläpp.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt, avtorkningsbart och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

## Gelcell dynans egenskaper:

- Sval - rättar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Sår-läkande.\*\*
- Stabil, 1-cellig luftdyna.
- Mycket god tryckavlastning.
- Kan med fördel användas i duschen. (utan överdrag och stängd ventil)
- Endast 5 cm hög.
- Rekommenderad brukarvikt max 130kg.
- Enkel placering och god märkning.
- 2 års garanti.

## Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RG004-15	Relax Gelcell svart	35x37x5	1,5	7350010171256
RG004-16	Relax Gelcell svart	40x40x5	1,5	7350010170136
RG004-17	Relax Gelcell svart	43x43x5	1,6	7350010170143
RG004-18	Relax Gelcell svart	45x40x5	1,6	7350010170150
RG004-1818	Relax Gelcell svart	45x45x5	1,7	7350010170280
RG004-152	Relax Gelcell blå	35x37x5	1,5	7350010170860
RG004-162	Relax Gelcell blå	40x40x5	1,5	7350010170877
RG004-172	Relax Gelcell blå	43x43x5	1,6	7350010170884
RG004-182	Relax Gelcell blå	45x40x5	1,6	7350010170891
RG004-18182	Relax Gelcell blå	45x45x5	1,7	7350010170907

Gelcell Blå = Avtorkningsbart - Gelcell Svart = Mest luftgenomsläppligt/Inkontinens


Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

## Tvättinstruktion Gelcell

Dynan avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: rehab@salubrious.se  
www.salubrious.se