






IDI-T


Dynan för "fullvuxna" brukare

Klarar 227 kg!



IDI-T används för att:

-  motverka "genomsittning" p.g.a. sin unika två-material konstruktion.
-  ge god tryckavlastning.
-  minska risken för såruppkomst, på grund av att vattenbaserad gel reducerar hudtemperaturen genom avledning.
-  sitta komfortabelt med minskad risk för såruppkomst p.g.a. svettning.
-  motverka framåtglijning.



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

www.salubrious.se

IDI-T

Dynan för "fullvuxna" brukare

IDI-T dynans konstruktion:

- Tvåkammaruppbyggnad ger tryckavlastning för tunga brukare.
- Tillverkad av vattenbaserad gel med skumbas.
- Två storlekar i en ex. 55cmx50cm = 50cmx55cm.
- Tvättbart överdrag (82°C).
- CE-märkta och flamskyddstestade.
- 2 års garanti.

IDI-T dynans egenskaper:

- Dynorna har ett inre hölje av vinyl som enkelt kan göras rent, fungerar även som inkontinenshölje för själva dynan.
- Överdraget är inkontinensskyddat med antiglidbehandling.
- Säkerhetsfäste förankrar dynan i rullstolen.

Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
915110	IDI-T	50x45x7	5.5	7350010171546
915112	IDI-T	50x50x7	6.0	7350010172659
915120	IDI-T	55x45x7	5.5	7350010171553
915121	IDI-T	55x50x7	6.7	7350010172666
915122	IDI-T	55x55x7	7.2	7350010172673
915130	IDI-T	60x45x7	5.4	7350010171560
915132	IDI-T	60x50x7	7.2	7350010172680
915135	IDI-T	65x45x7	7.0	7350010171577
915136	IDI-T	65x55x7	8.5	7350010172697
915137	IDI-T	70x45x7	9.0	7350010171584
915138	IDI-T	70x55x7	9.0	7350010172703
915139	IDI-T	75x45x7	10.3	7350010171591
915141	IDI-T	75x55x7	9.9	7350010172710
915143	IDI-T	75x60x7	10.8	7350010172727


Rekommenderad brukarvikt max 227 kg.
Överdrag finns att köpa separat.

Tvättinstruktion överdrag  

Tvättinstruktion IDI-T

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se