







Den "lätta" lösningen på Ert problem!

Den "lätta" dynan!




TRIO används för:

-  Förebyggande av trycksår.
-  Motverkning av skjuvning/ framåglidning.
-  Tryckfördelning.
-  Lågt stabilt sittande.
-  Lätta brukare.

Motverka skjuvning/framåglidning
Stabilt sittande
Smärtmjukt sittande
Positionerande
Tryckfördelande
Tryckavlastande
Läkande små sår**
Sårhälande**

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X	X					
Xcell	X	X		X					
Easy	X	X	X	X	X				
Duogel	X	X	X	X	X	X			
Gelcell	X	X	X	X	X	X	X		
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									(Nyhet 2007)

* Norton 1-2 ** Norton 3



Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

Trio dynans konstruktion:

- Kombination av skum o silikongel.
- Två storlekar i en ex. 45cmx40cm = 40cmx45cm.
- Har ett inre inkontinens skydd för rekonditionering och ökad produkt livslängd.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.

Trio dynans egenskaper:

- Tryckfördelande och förebyggande av trycksår.
- Lätt och tunn, endast 4cm hög.
- Enkel placering, pilen uppåt.
- Rekommenderad brukarvikt max 80 kg.
- 2 års garanti.

Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm)	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RT001-1416	Relax Trio	36x40x4 / 40x36x4	1,3	7350010171195
RT001-16	Relax Trio	40x40x4	1,3	7350010170037
RT001-17	Relax Trio	43x43x4	1,4	7350010170020
RT001-18	Relax Trio	45x40x4 / 40x45x4	1,5	7350010170013
RT001-1818	Relax Trio	45x45x4	1,6	7350010170198

Rekommenderad brukarvikt max 80kg.

Tvättinstruktion överdrag

Tvättinstruktion Trio

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.