




MD300C PULSOXIMETER

– En behändig och kostnadseffektiv men ändå mångsidig digital fingermätare av din puls och blodets syreupptagningsförmåga (hbO_2). Pulsoximetern är utrustad med en fotocell och två infraröda ljuskällor som läser av dina data på några sekunder. Den är lätt att sätta på fingret och dess kompakta utförande möjliggör förvaring i fickan.

Pulsoximetern är lämplig för både medicinskt bruk och i hemmet. Den kan enkelt hängas runt halsen med det medföljande reglerbara nackbandet vilket gör den idealisk att ha med sig under sportaktiviteter eller närhelst du önskar avläsa dina värden.

Grafiken kan ställas om med knapptryckningar så data kan avläsas från olika håll och med olika utföranden:



Pulsoximetern kräver ingen kalibrering eller speciellt underhåll. Vid behov rengör du gummit med handsprit på en trasa.

- ✚ **Storlek: Längd 6 cm, bredd 3,4 cm, höjd 3 cm.**
- ✚ **Klarar luffuktighet: 10%RH och 80%RH.**
- ✚ **Klarar temperaturer: -10C° till +40C°.**
- ✚ **Förvaring när den ej används: Rumstemperatur och torr.**
- ✚ **Vikt: 50 gram inkl. batterier**
- ✚ **Garanti: Ett år.**

Så kommer du igång:

- ✚ Sätt i två AAA-batterier (LR03) på baksidan. (medföljer).
- ✚ Öppna klämman.
- ✚ Stick in valfritt finger i klämman, nageln ska vara åt samma håll som tecken-fönstret som i sin tur ska vara uppåt under mätning.
- ✚ Tryck på knappen på ovsidan.
- ✚ Inta viloläge under tiden Pulsoximetern kalibrerar.
- ✚ Lös av dina data på skärmen.

För ytterligare beskrivning var god läs den medföljande engelska manualen.

Funktioner:

- ✚ Syreupptagning (hbO_2) och puls med digital och grafisk visning.
- ✚ "All-in-one" Pulsoximeter.
- ✚ Användarvänlig.
- ✚ Tilltalande och sober design.
- ✚ Lätt, väger endast 50 gram inklusive batterier.
- ✚ Hög tillförlitlighet och lång batteritid (över 30 h). Batterierna är utbytbara.
- ✚ Batteriindikatoralarm när batterierna är på väg att ta slut.
- ✚ Automatisk avstängning vid inaktivitet efter 8 sekunder.

Medföljer:

- ✚ FP300C Pulsoximeter.
- ✚ Svart nackband.
- ✚ Användarmanual på engelska.
- ✚ 2 stycken AAA (LR03) 1.5V batterier.



Box 5021
448 51 Tollered

Telefon: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
www.salubrious.se